

ENGLISH: How to Configure Language on MolecuLight i:X Imaging Device

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
<p>Power on the MolecuLight i:X Display Screen by holding the Display Screen Power Button.</p> <p>If already powered on, press the Home Button to illuminate the Display Screen.</p> 	<p>“slide to unlock” to unlock the Display Screen.</p> 	<p>Swipe to the center screen to access the “Settings”.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Under Settings select “General” Under General select “Language & Region” Under Language & Region select “iPod Language” Under iPod Language, select the desired language Select “Done” to confirm the language Select “Change to...” to proceed with language change 	<p>NOTE: Step 5 must be completed to finish the language configuration. Do not skip Step 5.</p> <p>To complete the language change, power the Display Screen OFF and then ON as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold the Display Screen Power Button and when prompted, “slide to power off” to power off the Display Screen. Hold the Display Screen Power Button again until the Display Screen powers on. <p>The MolecuLight i:X is now configured to the selected language.</p>

FRANÇAIS: Configurer la langue sur le dispositif d'imagerie MolecuLight i:X

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5
<p>Allumer l'écran d'affichage du MolecuLight i:X en maintenant le bouton d'alimentation de l'écran d'affichage.</p> <p>S'il est déjà sous tension, appuyer sur le bouton Accueil pour que l'écran d'affichage s'éclaire.</p> 	<p>« Glisser pour déverrouiller » pour déverrouiller l'écran d'affichage.</p> 	<p>Glisser vers l'écran central pour accéder aux « Réglages ».</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Sous Réglages, sélectionnez « Général » Sous Général sélectionnez « Langue et région » Sous Langue et région sélectionnez « Langue de l'iPod » Sous Langue de l'iPod, sélectionnez la langue souhaitée Sélectionner « OK » pour confirmer la langue Sélectionner « Passer en ... » pour procéder au changement de langue 	<p>REMARQUE : L'étape 5 doit être effectuée pour terminer la configuration de la langue. Ne pas sauter l'étape 5.</p> <p>Pour compléter le changement de langue, éteindre l'écran d'affichage puis l'allumer de la manière suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Maintenir le bouton d'alimentation de l'écran d'affichage et lorsque on vous le demande, « glisser pour éteindre » pour éteindre l'écran d'affichage. Maintenir à nouveau le bouton d'alimentation de l'écran d'affichage jusqu'à ce que l'écran d'affichage s'allume. <p>Le MolecuLight i:X est maintenant configuré pour la langue sélectionnée.</p>

DEUTSCH: Ändern der Sprache auf Ihrem MolecuLight i:X Bildgebungsgerät

SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	SCHRITT 4	SCHRITT 5
<p>Drücken Sie den Bildschirmschalter, um den MolecuLight i:X Bildschirm einzuschalten.</p> <p>Falls der Bildschirm schon eingeschaltet ist, drücken Sie die Home-Taste, um die Beleuchtung des Bildschirms einzuschalten.</p> 	<p>Schieben Sie den Schieberegler, um den Bildschirm zu entsperren.</p> 	<p>Streichen Sie bis in die Mitte des Bildschirms und tippen Sie auf das graue Zahnradsymbol „Settings/ Einstellungen“.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Unter „Einstellungen“ tippen Sie auf das graue Zahnradsymbol „Allgemein“ Unter „Allgemein“ tippen Sie auf „Sprache & Region“ Unter „Sprache & Region“ tippen Sie auf „iPod-Sprache“ Unter „iPod-Sprache“ tippen Sie auf die gewünschte Sprache Tippen Sie anschließend auf die blaue Schrift „Fertig“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, um die Sprachauswahl zu bestätigen Tippen Sie auf „... verwenden“, um die Änderung der Spracheinstellung zu bestätigen 	<p>HINWEIS: Schritt 5 muss unbedingt durchgeführt werden, um die Spracheinstellung abzuschließen. Überspringen Sie nicht Schritt 5.</p> <p>Um die Sprachänderung abzuschließen, müssen Sie den Bildschirm wie folgt aus- und wieder einschalten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie den Bildschirmschalter gedrückt und wenn Sie dazu aufgefordert werden, schieben Sie den Schieberegler, um den Bildschirm auszuschalten Halten Sie den Bildschirmschalter wieder gedrückt, bis sich der Bildschirm einschaltet <p>Das MolecuLight i:X ist jetzt auf die gewählte Sprache eingestellt.</p>

ESPAÑOL: Configuración del idioma en el dispositivo de diagnóstico por imagen MolecuLight i:X

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
<p>Presione el botón de encendido de la pantalla de visualización para encender la pantalla de visualización de MolecuLight i:X.</p> <p>Si ya estuviera encendida, presión el botón de inicio para que la pantalla de visualización se ilumine.</p> 	<p>«Deslizar para desbloquear» para desbloquear la pantalla de visualización.</p> 	<p>Para acceder a «Ajustes», deslícese hacia el centro de la pantalla.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> En «Ajustes», seleccione «General» En «General», seleccione «Idioma y región» En «Idioma y región», seleccione «Idioma del iPod» En «Idioma del iPod», seleccione el idioma deseado Para confirmar el idioma, seleccione «OK» Para proceder al cambio del idioma, seleccione «Cambiar a...» 	<p>NOTA: Para terminar de configurar el idioma, debe finalizarse el Paso 5. No se salte el Paso 5.</p> <p>Para terminar de cambiar de idioma, pulse el botón de apagado (OFF) de la pantalla de visualización y el de encendido (ON) del siguiente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione encendido de la pantalla de visualización. Cuando aparezca el mensaje «deslizar para apagar», hágalo para apagar la pantalla de visualización. Presione el botón de encendido de la pantalla de visualización de nuevo hasta que se encienda. <p>El dispositivo de diagnóstico por imagen MolecuLight i:X se ha configurado con el idioma seleccionado.</p>

ITALIANO: Come configurare la lingua su MolecuLight i:X dispositivo di Imaging

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
<p>Accendere lo schermo del display di i:X MolecuLight tenendo premuto il tasto di accensione dello schermo del display.</p> <p>Se già acceso, premere il tasto Home per illuminare lo schermo del display.</p> 	<p>“scorri per sbloccare” per sbloccare lo schermo del display.</p> 	<p>Scorrere la schermata centrale per accedere alle “Impostazioni”.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Nelle impostazioni, selezionare “Generali” In Generali, selezionare “Lingua e Zona” In Lingua e Zona, selezionare “Lingua iPod” In Lingua iPod, selezionare la lingua desiderata Selezionare “Fine” per confermare la lingua Selezionare “Modifica in...” per procedere con il cambio della lingua 	<p>NOTA: La fase 5 deve essere completata affinché la lingua sia configurata. Non saltare la fase 5.</p> <p>Per completare il cambiamento della lingua, spegnere e riaccendere lo schermo del display come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tenere premuto il tasto di accensione dello schermo del display e quando sollecitato, premere “scorri per spegnere” per spegnere lo schermo del display. Tenere premuto ancora il tasto di accensione dello schermo del display finché lo schermo del display non si accende. <p>Il Dispositivo MolecuLight i:X è stato configurato con la lingua scelta.</p>

DANSK: Sådan konfigureres sprog på MolecuLight iX-billedannelsesudstyr

TRIN 1	TRIN 2	TRIN 3	TRIN 4	TRIN 5
<p>Tænd MolecuLight iX-displayskærmen ved at holde displayskærmens tænd/sluk-knap inde.</p> <p>Hvis den allerede er tændt, skal du trykke på startknappen for at belyse displayskærmen.</p> 	<p>"skub for at låse op" for at låse displayskærmen op.</p> 	<p>Stryg til midterskærmen for at få adgang til "Indstillinger".</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Under Indstillinger skal du vælge "Generelt" Under Generelt skal du vælge "Sprog og region" Under Sprog og region skal du vælge "iPod-sprog" Under iPod-sprog skal du vælge det ønskede sprog Vælg "Udført" for at bekræfte sproget Vælg "Skift til ..." for at fortsætte med sprogændring 	<p>BEMÆRK: Trin 5 skal fuldføres for at afslutte sprogkonfigurationen. Spring ikke trin 5 over.</p> <p>For at afslutte sprogændringen, skal du slukke for displayskærmen og derefter tænde på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold displayskærmens tænd/sluk-knap inde, og når du bliver bedt om det, så "skub for at slukke", for at slukke displayskærmen. Hold displayskærmens tænd/sluk-knap inde igen, indtil displayskærmen tændes. <p>MolecuLight iX er nu konfigureret til det valgte sprog.</p>

NEDERLANDS: Hoe configureert u de taal op het MolecuLight iX Imaging Device

STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4	STAP 5
<p>Zet het weergavescherm van de MolecuLight iX aan door de aan-/uitknop van het weergavescherm vast te houden.</p> <p>Indien het scherm al aanstaat, druk dan op de Home-knop om het weergavescherm te verlichten.</p> 	<p>"schuiven om te ontgrendelen" om het weergavescherm te ontgrendelen.</p> 	<p>Schuif naar het middelste scherm om naar "Instellingen" te gaan.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Selecteer onder Instellingen "Algemeen" Selecteer onder Algemeen "Taal & Regio" Selecteer onder Taal & Regio "Taal iPod" Selecteer onder Taal iPod de gewenste taal Selecteer "Klaar" om de taal te bevestigen Selecteer "Veranderen in..." om verder te gaan met het wijzigen van de taal 	<p>OPMERKING: Stap 5 moet worden afgerond om de taalconfiguratie te voltooiën. Sla stap 5 niet over.</p> <p>Om de taalverandering te voltooiën zet u het weergavescherm als volgt UIT en weer AAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Houd de aan-/uitknop van het weergavescherm ingedrukt, en wanneer u het bericht "schuiven om uit te zetten" ziet, volg u dit bericht om het weergavescherm uit te zetten. Houd de aan-/uitknop van het weergavescherm opnieuw vast, totdat het weergavescherm aan gaat. <p>De MolecuLight iX is nu ingesteld voor de geselecteerde taal.</p>

SUOMI: Kielen määrittäminen MolecuLight iX -kuvannuslaitteessa

VAIHE 1	VAIHE 2	VAIHE 3	VAIHE 4	VAIHE 5
<p>Käynnistä MolecuLight iX -näyttö pitämällä näytön virtapainike painettuna.</p> <p>Jos näyttö on jo käynnistetty, aktivoi se painamalla kotinäppäintä.</p> 	<p>Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.</p> 	<p>Sipaise näytön keskiosaan kohtaan "Asetukset".</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Valitse asetuksista kohta "Yleiset" Valitse yleisestä asetuksista kohta "Kieli ja alue" Valitse kieli- ja alueasetuksista kohta "iPodin kieli" Valitse iPodin kieleksi haluamasi kieli Vahvista kielen valinta valitsemalla "Valmis" Jatka kielen vaihtoa valitsemalla "Vaihda kieleen..." 	<p>HUOMAUTUS: Kielen määrittäminen edellyttää vaiheen 5 suorittamista. Älä ohita vaihetta 5.</p> <p>Suorita kielen vaihto loppuun sammuttamalla näyttö ja käynnistämällä se sitten uudelleen seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidä näytön virtapainike painettuna ja "sammuta pyyhkäisemällä", kun sinua kehoitetaan tekemään niin. Pidä näytön virtapainiketta painettuna uudelleen, kunnes näyttö käynnistyy. <p>MolecuLight iX on nyt määritetty toimimaan valitulla kielellä.</p>

NORSK: Konfigurerer språk på avbildningsystemet MolecuLight iX

TRINN 1	TRINN 2	TRINN 3	TRINN 4	TRINN 5
<p>Slå på skjermen til MolecuLight iX ved å trykke ned av/på-knappen på skjermen.</p> <p>Hvis skjermen allerede er påslått, trykker du på Hjem-knappen for å belyse skjermen.</p> 	<p>«sveip for å låse opp» for å låse opp skjermen.</p> 	<p>Sveip til midt på skjermen for å få tilgang til «Innstillinger».</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Velg «Generelt» under Innstillinger Velg «Språk og region» under Generelt Velg «iPod-språk» under Språk og region Velg ønsket språk under iPod-språk Velg «Ferdig» for å bekrefte språket Velg «Endre til...» for å fortsette med språkendringen 	<p>MERK: Trinn 5 må fullføres for å fullføre språkkonfigurasjonen. Ikke hopp over trinn 5.</p> <p>For å fullføre språkendringen, slår du skjermen AV og PÅ som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold ned av/på-knappen på skjermen, og utfør «sveip for å slå av» for å slå av skjermen. Hold ned av/på-knappen på skjermen igjen til skjermen slår seg på. <p>Nå er MolecuLight iX konfigurert til det valgte språket.</p>

SVENSKA: Hur du konfigurerar språk på MolecuLight iX bildtagningsenhet

STEG 1	STEG 2	STEG 3	STEG 4	STEG 5
<p>Slå på MolecuLight iX bildskärm genom att hålla bildskärmens strömbrytare intryckt.</p> <p>Om den redan är påslagen, tryck på knappen Hem för att tända bildskärmen.</p> 	<p>"dra för att låsa upp" för att låsa upp bildskärmen.</p> 	<p>Dra mot skärmens mitt för att komma till "Inställningar".</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Välj "Allmänt" under Inställningar Under Allmänt, välj "Språk och region" Under Språk och region, välj "iPod-språk" Under iPod-språk, välj önskat språk Välj "Klart" för att bekräfta språket Välj "Ändra till..." för att fortsätta med språkändringen 	<p>ANMÄRKNING: Steg 5 måste slutföras för att avsluta konfigurationen av språk. Hoppa inte över steg 5.</p> <p>För att slutföra språkändringen ska du stänga AV bildskärmen och sedan slå PÅ den igen enligt följande:</p> <ol style="list-style-type: none"> Håll bildskärmens strömbrytare intryckt och när uppmaningen "dra för att stänga av" visas gör du det för att stänga av bildskärmen. Håll bildskärmens strömbrytare intryckt igen tills strömmen slås på. <p>MolecuLight iX är nu konfigurerad för valt språk.</p>